



Découvrez le matelas KOMP, le matelas thérapeutique conçu pour traiter les plaies de pressions de stade 1 à 4 pour les patients à haut risque. La possibilité d'ajuster les cellules d'alternances de faibles ou fortes variations donne des possibilités de performance tout en gardant un confort optimal.

## Caractéristiques principales

- Ajustement de la pression : gradation au poids du patient.
- Modes disponibles : Alternance, statique, gonflement maximum, seatinflation.
- Conception des cellules : Pleine.
- Alarmes visuelles et sonores en cas de basse pression ou défaillance.
- Fonction CPR : Dégonflement rapide en situation d'urgence.
- Maintien gonflé jusqu'à 12 à 24 heures sans alimentation.
- Housse technique : Imperméable, respirante, antibactérienne, ignifuge.
- Bouchons de dégagement au niveau des talons.
- Capacité maximale : 360 lbs (160 kg).
- M = Sous-matelas.
- P = Bordures en mousse.

## Description

### UNITÉ DE CONTRÔLE (COMPRESSEUR)

- Mode alternance une cellule sur deux : Redistribution optimale de la pression
- Mode statique : Quand le matelas est utilisé en immersion
- Mode dossier relevé (Seat Inflate) : Ajustement manuel
- Mode Maxfirm: Facilite les soins et les transferts
- Ajustement du poids patient : Ajustement manuel : gradation au poids du patient

### MATELAS

- Grandeur : 36" x 80" x 6"
- Autonomie de gonflement : 12 à 24 heures
- Cellules : pleines

### HOUSSE DU DESSUS (TOP COVER)

- Housse matelassée et ventilée, ce qui permet une gestion de la massération plus efficace.
- Sans couture apparente, sans latex

- Ignifuge, hydrofuge, antistatique, antibactérienne/antimicrobienne
- Fermeture éclair protégée
- Options de housse : Housse de polyuréthane détachable et extensible, imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau.

### BORDURES LATÉRALES FERMES

- Bordures latérales en mousse

## Autres informations

### ACCESSOIRES

- Sac de transport inclus
- Bouchons pour dégagement des talons inclus