



## Appareil de traitement des plaies par pression négative recyclable. 7-15-30 jours

### Caractéristiques principales

- Thérapie rechargeable pour plaie par pression négative : option 7-15-30 jours
- Possibilité d'achat de kit, pansement, adaptateur, réservoir et pochette).
- Système compact et portable, et disponible à la fin du traitement.
- Traitement en continu : 80 mmHg ou 125 mmHg.
- Intermittent avec pression variable avancé : 80 / 30 mmHg OU 125 / 30 mmHg.
- Réservoir de 70 ml facile à changer par l'utilisateur ou proche aidant.
- Livré avec un étui de transport, une sangle et un support de lit.
- Dimensions : 111 X 76 X 57 mm.
- Poids : 0,23 kg.
- Options de traitement complet :
  - Thérapie par pression négative continue.
  - Tension latérale à la ligne d'incision.
  - Environnement de pression négative facilitant la circulation supplémentaire vers le site de l'incision.
  - Formation de collagène cellulaire, d'élastine et de matrice extracellulaire.
  - Aide à la cicatrisation de la plaie.
  - Convient aux plaies déhiscentes, traumatiques, brûlures d'épaisseur partielle, lambeaux et greffes.

### Description

#### PROPRIÉTÉ DES MOUSSES ET PANSEMENTS

- Pansement mousse prêt à appliquer avec surface siliconé, repositionnable
- Absorption : pansement mousse 6X son poids en plus d'un réservoir de 70 ml
- Pansement peut être laissé en place jusqu'à 7 jours
- Pansement multicouche intégré
- Film de polyuréthane
- Couche super absorbante
- Couche de mousse
- Couche adhésive en gel de silicone

#### UTILISATION SÉCURISÉE

- Protège l'incision de contaminations externes

- Maintient ensemble les lèvres de la plaie de l'incision
- Aide à réduire les forces de traction à travers l'incision
- Aide à réduire l'œdème
- Diminue la collecte de liquide, réduisant ainsi les exsudats et les hématomes
- Contribue à réduire le risque de déhiscence de la plaie
- Préviend l'entrée de pathogènes externes dans le site de la plaie
- Réduit le potentiel d'infections nosocomiales du site chirurgical
- Retrait non traumatique (grâce à la couche de silicone)



## OPÉRATIONS CONVIVIALE POUR LES CLINIENS

- Période d'utilisation pouvant aller jusqu'à 7, 15 et 30 jours selon le traitement prescrit
- Facilite la circulation supplémentaire vers le site de l'incision
- Pansement conçu pour être laissé en place pendant une période prolongée
- Contact direct avec les sutures, les agrafes, les rubans adhésifs stériles ou la colle
- Alarmes sonores et lumineuses et indicateur pour durée de vie, bocages et fuites

## DURÉE DE VIE POMPE

- Jetable (recyclable), choix de 7, 15 ou 30 jours

