


Arbre décisionnel

Quelle surface choisir ?

Pour une expertise : 450 659-1991 – medicaux@leika.ca




Nos surfaces thérapeutiques

Guide descriptif : caractéristiques et indications cliniques

Mensa 2.0

Surface thérapeutique sans pompe

STADE 1-4 / HAUT RISQUE



Positionnement

Prévention et traitement complet sans pompe


Forces clés

- Réduction de pression jusqu'à 70% (gélules de silicone)
- Adaptation morphologique précise (polymère en cubes)
- Favorise la circulation sanguine
- Excellent confort et réduction du cisaillement
- Surface ferme : facilite mobilisation et transferts

Airmersus

Surface thérapeutique sans pompe

STADE 1-3



Positionnement

Effet nuage : enveloppant

Forces clés

- Auto-ajustement intelligent
- Réduction de pression optimale sans pompe
- Idéal en contexte de soins palliatifs, douleurs chroniques, métastases osseuses et cachexie

K2M / K2MP

Surface dynamique

STADE 1-INDÉTERMINÉ / PERFORMANCE MAXIMALE



Positionnement

Haute performance / Cas complexes

Forces clés

- Microprocesseur avec ajustement en temps réel
- Multiples modes : alternance, statique, maximum, ferme, pulsation
- Autonomie 24h sans alimentation (reste gonflé)
- Option bordure (K2MP)
- Housse ventilée
- Ajustement automatique de la pression en position assise
- Dégonflage des cellules individuellement

Serene Air

Surface dynamique

STADE 1-4 / PROFIL BARIATRIQUE



Positionnement

Confort et simplicité

Forces clés

- Moteur turbine, cellules ventilées, low air loss
- Très performant pour les poids bariatriques
- Option Edge disponible

Domus Auto

Surface dynamique

STADE 1-4 / RISQUE MODÉRÉ / USAGE SIMPLIFIÉ



Positionnement

Sécurité et efficacité

Forces clés

- Pompe à ajustement automatique
- Facile d'utilisation
- Fiable pour profils à risque modéré

Explorez nos produits



Besoin d'une expertise :
450 659-1991
medicaux@leika.ca



Dimensions 36", 39", 42", 48" disponibles sur demande.