



MOUSSE GELFLEX®
Disponible en plusieurs grandeurs

4"

POIDS MAXIMAL

350
lbs

GARANTIE

5 ANS
sur matelas

3 ANS
sur la housse

Leika Adapt 2 avec SRT - 36" Système Modulaire ROHO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le système modulaire ROHO Adapt 2, grâce à sa technologie SRT (Shear Reduction Technology™), permet de façon novatrice de réduire les effets négatifs de la pression, de la friction et du cisaillement à l'intérieur du matelas. Les bordures latérales fermes et le traversin de 4 pouces fixe en mousse GelFlex® au pied du matelas maintiennent les sections de mousse hybride et ROHO en place sans bouton-pression. Plusieurs configurations sont possibles en positionnant les différentes sections de mousse hybride et ROHO selon les besoins du patient. Il est à noter que la technologie SRT, habituellement localisée au centre du matelas, a été déplacée à la tête du matelas pour le Adapt 2.

Technologie ROHO

Reconnue depuis 50 ans, la technologie ROHO respecte toujours ses 4 principes fondamentaux : faible résistance pour l'immersion, poussée verticale, bouge dans toutes les directions, faible friction et cisaillement. Il ne contient pas de DEHP.

Housse microclimat et poignées

La housse de recouvrement Recovery 5 amovible avec fermeture éclair de 360 degrés donne accès aux cliniciens à l'intérieur du matelas. Présence de poignées sur le côté du matelas.

Shear Reduction Technology (SRT)

Les couches de mousse, n'étant pas collées sur toute la longueur, glissent l'une sur l'autre lorsque la tête du lit est activée, absorbant ainsi le cisaillement.

