



MOUSSE SERENE

MOUSSE 2527 ALVÉOLÉ

MOUSSE DE LA BASE

SECTION TALON :

Mousse 1515

Mousse 2535

1"

3"

2"

1"

POIDS MAXIMAL

**500**

lbs

GARANTIE

**5**

ANS

sur matelas

**3**

ANS

sur la housse

## Leika Atlas Auto Comfort Sans ajustement

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Atlas Auto Comfort utilise la technologie d'égalisation pour fournir une redistribution maximale de la pression afin de prévenir les lésions de pression ou pour accompagner le processus de cicatrisation.

Au milieu du matelas, on retrouve une série de dix (10) cylindres en parallèle interconnectés et en circuit fermé. L'air demeure à l'intérieur des cylindres. La dimension varie selon la grandeur du matelas. Ils sont responsables de la distribution du poids du patient.

La couche de surface est composée de mousse haute résilience alvéolée et Serene™ pour maximiser le confort et le support du patient.

Jersey ignifugeant recouvrant les mousses.

#### Section talon

Présence d'une pente avec un angle de 5 degrés. Elle est recouverte d'une nouvelle génération de mousse : Serene™. Elle associe les avantages de la mousse viscoélastique et de la mousse haute résilience.

#### Housse microclimat et poignées

La housse de recouvrement Recovery 5® protège l'intérieur du matelas des contaminants extérieurs. Présence de poignées sur le côté du matelas.