



Leika UNO+


Thérapie réutilisable pour plaie par pression négative

PORTABILITÉ INÉGALÉE ET PERFORMANCE

- Léger (220 grammes) / 0,485 (livres)
- Fonctionnement silencieux avec batterie de 40 heures
- Intuitif pour le patient et le soignant
- **Quatre alertes de sécurité** : fuite, blocage, cartouche pleine, batterie faible
- Commandes verrouillables
- **Pression continue** : 40mmHg à 125mmHg
- **Pression variable avancée** : 80/30mmHg, 100/30mmHg, 125/30mmHg

AVANCÉE

Thérapie variable pour plaie par pression négative



GESTION DE L'EXSUDAT


LE SYSTÈME DE CARTOUCHE UNO+ :

Tube pré-fixé avec verrou luer et attache. Choix de 200mL et 300mL.

CARTOUCHE



PANSEMENT UNO HYBRIDE



PANSEMENT HYBRIDE

La trousse de pansement hybride se compose d'un pansement en mousse avec une perforation pour le placement du port, d'un pansement de film de port et de bandes de film de sécurité.

Le pansement en mousse contient une couche de film de polyuréthane, d'adhésif, de mousse verte, de couche de contact de plaie en silicone et un film de libération de polyéthylène


Le pansement de film de port se compose d'un film de polyuréthane, d'adhésif, de papier antidémoulage, de cloche d'aspiration et de tube rond, de leur violet, de filtre, de clip de tube.

Les drapés se composent d'un film de polyuréthane thermoplastique, d'adhésif, d'un film de démoulage de polyéthylène, de papier kraft, qui sont fixés autour du pansement pour assurer les performances d'étanchéité.

Ces trois parties sont assemblées indépendamment pour l'emballage.

AVANTAGES DU PANSEMENT HYBRIDE

Le pansement hybride est une fine couche de mousse verte encapsulée dans une couche adhésive en silicone. Chaque partie du pansement a une fonction spécifique.



Couche de mousse verte

Il s'agit d'une mousse de polyuréthane entièrement réticulée fabriquée avec de la résine polyéther pour permettre une meilleure stabilité hydrolytique.



Couche de film

Excellent taux de transmission de vapeur d'humidité qui permet une gestion efficace de l'exsudat et du débit dans la cartouche et loin de la plaie.



Couche adhésive en silicone

Permet une meilleure adhérence au site de la plaie conforme à la forme de la plaie et à la ligne de cicatrice.

DRESSING PORTFOLIO



PANSEMENT HYBRIDE

Le pansement hybride contient une couche de film PU, de l'adhésif, de la mousse verte, une couche de contact de plaie en silicone et un film de démoulage PE.



MOUSSE EN ARGENT

La mousse d'argent est une mousse de PU (polyuréthane) entièrement réticulée imprégnée d'ions zéolitheargent offrant des propriétés antifongiques/antimicrobiennes.

** Disponible uniquement dans certains pays*



PVA

Le PVA est une mousse d'alcool polyvinylique humidifiée avec de l'eau stérile.



MOUSSE VERTE

Une mousse de polyuréthane entièrement réticulée fabriquée avec de la résine polyéther pour permettre une meilleure stabilité hydrolytique.