



Le matelas thérapeutique 2502 combine mousse viscoélastique thermorégulatrice avec une base en mousse haute densité pour offrir une réduction optimale de la pression et prévenir les lésions cutanées.

Mousse du dessus en po et lbs		
Épaisseur	Densité	Compression
2"	5	10
Mousse du centre		
Épaisseur	Densité	Compression
2"	2,5	35
Mousse de base		
Épaisseur	Densité	Compression
2"	2,5	70
Largeur de 3"		
Bordure hauteur (po)	Indice de compression (lbs)	
4"	65	

## Caractéristiques principales

- Matelas préventifs haut de gamme
- Mousse visqueuse de haute densité
- Contours fermes, recouverts de visqueuse, et renforcés de haute densité pour faciliter les transferts
  - Dimensions : 3" x 4" (recouverte de visqueuse) et 3" x 6" (non-recouverte)
- Réduction possible au talon (convoluté)
- Dimensions : 35" x 78" x 6"
- Disponibles également dans les dimensions suivantes :
  - Largeur : 36"-39"-42"-48"-54"-60"-76" Longueur : 78"-80"-84", Hauteur : 6"-8"
- Housse polyuréthane
- Coutures protégées
- Poids maximum 350 lbs
- Format civière aussi disponible

## Description

### HOUSSE

- Augmente le confort du patient
- Extensible
- Bactériostatique, fongistatique, antimicrobienne
- Résiste au développement de la moisissure et de la rouille
- Préviens les odeurs fétides
- Préviens la dégradation des tissus
- Coutures protégées
- Literie standard
- Entretien facile et efficient pour le personnel de soin

### MATELAS

- Confort optimal
- Support efficace de la tête aux pieds
- S'adapte ergonomiquement aux différentes positions du lit

## Autres informations

### FERMETÉES DES MATELAS LEIKA

- Titan 2
- M22
- Titan Latex
- BEC
- Multizone Convoluté
- Leika1002
- **Leika2502**
- Leika4002
- Leika2002
- Leika3002
- VKT4000
- VKT3000

