



Appareil traditionnel de traitement des plaies par pression négative avec instillation.

Caractéristiques principales

- Thérapie tout-en-un : mode continu, intermittent, variable avancé (ondes graduelles) et instillation.
- Instillation : kit complet avec tubulure. Aucune cartouche à ajouter
- Silencieux (appareil -53dBa - Instillation -44)
- Écart de pression : 25mmHg à 250 mmHg
- Haute précision pour l'instillation +/- 5 %
- Incrément de 1 mmHg et de 10 mmHg
- Réservoirs 600, 800, 1100 ml
- Écran tactile de 7 pouces
- Interface logicielle simple et intuitive
- Dimensions : 168 x 236 x 89 mm
- Poids : 2,6 kg
- Options de traitement complet :
 - Configurations de traitement entièrement programmables
 - Cycles de traitement automatisés
 - Phases de thérapie adjointes automatisées : contrôle du pansement, amorçage automatique, préparation et drainage de l'instillation
 - Configuration de thérapie « improvisée »

Description

PROPRIÉTÉ DES MOUSSES ET PANSEMENTS

- Pansements compatibles entre DUO, XLR8 et UNO+ (facilitant la continuité des soins)
- Pansements Hybrides « pré-fait » mousse avec silicone
- Pansements TPPN traditionnel, mousse verte, mousse Ag, PVA et gaze
- Pansements Instillation: Mousse verte, Ag,
- Connecteurs Y et Universel
- Possibilité de personnaliser leurs trousses de pansement des TPPN
- Composantes emballées individuellement et stériles
- Kits de pansement standard comprennent les éléments suivants: mousse, gaze, tampon de port et drapé

UTILISATION SÉCURISÉE

- Ensemble complet d'alarmes avec 8 alarmes différentes
- Paramètres régionaux pour la localisation
- Support de solution intégré au lit
- Accessoires comprenant support de poteau IV et mallette rigide
- Paramètres de sensibilité d'alarme protégés par mot de passe
- Sections d'utilisateurs attribuées par le distributeur intégrées
- Chronomètre facultatif pour le suivi du changement de pansement



OPÉRATIONS CONVIVIALE POUR LES CLINICIENS

- Capacité d'exploitation et de journalisation des alarmes à long terme de l'appareil
- Recharge rapide : 2,5 heures
- Batterie : 10 heures d'autonomie, recharge 5 heures
- Pas de cassette/cartouche supplémentaire nécessaire pour la thérapie d'instillation
- Fonction de verrouillage de l'écran et de variation automatique de la luminosité configurable
- Suivi des actions enregistrées : affichage journaux, historiques

DURÉE DE VIE POMPE

- 5 ans + (avec maintien préventif annuellement)

