



Le Nucare reprend une partie de la technologie Mensa, une technologie déjà éprouvée et reconnue sur le marché. Dans cette version, les cellules de silicone sont remplacées par une mousse viscoélastique de haute qualité, conçue pour offrir un confort optimal.

Caractéristiques principales

- Contours renforcés de haute densité pour faciliter le transfert
- Chambre d'air permettant localement une meilleure réduction de pression
- Les chambres d'air réduisent 40% de la pression en dégagement direct. Le reste est redistribué par la mousse viscoélastique de haute qualité
- Polymère ciselé en cubes pour une adaptation locale aux formes variables et aux différents segments du corps
- Élastomères à formulation unique
- Réduction de pression supplémentaire aux pieds
- Dimensions : 35" x 78" x 6" et 36" x 80" x 6"
- Aussi disponible en : 39"-42"-48"-54"-60" de largeur
- Existe aussi en format civière
- Poids maximal 400 lbs
- Aucune contre-indication
- Housse Dartex
- Coutures protégées

Description

MATELAS

- Confort optimal
- Support efficace de la tête aux pieds
- Minimise la pression de contact
- S'adapte ergonomiquement aux différentes positions du lit

HOUSSE

- Augmente le confort du patient
- Coutures protégées
- Propriétés de l'Actifresh (housse Dartex)
- Bactériostatique, fongistatique, antimicrobienne
- Résiste au développement de la moisissure

- Prévient les odeurs fétides
- Prévient la dégradation des tissus

Autres informations

GÉNÉRALITÉS DES SURFACES

- Housse extensible
- Lingerie standard
- Piqué utilisable sans effet négatif
- Entretien facile et efficace pour le personnel de soins

